

# innoliving

## BILANCIA DIGITALE PESAPERSONE ULTRASLIM



**INN-101/INN-102**

MANUALE D'USO - USER MANUAL - HASZNÁLATI UTASÍTÁS  
MANUAL DE USO - PRIRUČNIK ZA UPORABU - UPORABNIŠKI PRIROČNIK  
MANUAL DE UTILIZARE - GEBRAUCHSANLEITUNG  
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ - РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



## MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Vă mulțumim pentru achiziționarea cântarului electronic Innoliving, cu ajutorul căruia vă puteți cântări în orice moment.

### CARACTERISTICI TEHNICE

Capacitate: **180 kg**

Diviziune: 50 g

Platformă din sticlă securizată:

Patru senzori de precizie Strain Gauge

Display LCD de mari dimensiuni, pentru o citire ușoară

Oprire automată

Indicator de supra-încărcare

Indicator baterie descărcată

Selectare unitate de măsură: kg/lb

Alimentare: 1 baterie cu litiu CR2032 inclusă

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Deschideți capacul compartimentului pentru baterii situat sub cântar. Îndepărtați eticheta izolantă a bateriei și închideți capacul. Selectați unitatea de măsură, kg/lb, cu ajutorul tastei situate lângă compartimentul bateriei. Poziționați cântarul pe o suprafață plană și stabilă (covoarele nu sunt recomandate).

Urcați pe cântar cu ambele picioare pentru a vă cântări, în câteva secunde pe display va apărea greutatea dvs. Odată ce greutatea a fost detectată, aparatul se va opri în mod automat după câteva secunde.

### Cântăriri succesive

Coborâți de pe cântar și repetați operațiunile de mai sus.

**Atenție:** Atenție: înainte de a vă urca din nou pe cântar, așteptați ca acesta să se oprească.

**NB** pentru o detectare precisă a greutății, când vă urcați pe cântar, stați întotdeauna în picioare și încercați să distribuiți greutatea uniform și să nu vă mișcați.

### Introducerea bateriei

Deschideți capacul compartimentului pentru baterii situat sub cântar. Introduceți 1 baterie cu litiu CR2032, respectând polaritatea indicată. Închideți capacul.

## ÎNTREȚINERE

Ștergeți cu o cârpă umedă: evitați infiltrarea apei. Nu utilizați detergenți chimici. Nu scufundați produsul în apă. Nu urcați pe cântar cu picioare ude. Nu păstrați cântarul în poziție verticală, acest lucru facilitează epuizarea bateriilor.

Având în vedere că este un instrument de precizie, cântarul trebuie să fie întotdeauna tratat cu grijă.

Aveți grijă să nu cadă pe jos și nu săriți pe el. Nu deschideți și nu modificați aparatul: reparațiile

trebuie efectuate exclusiv de personal autorizat; în caz contrar, valabilitatea garanției expiră.

Dacă nu utilizați produsul pentru o perioadă lungă de timp, se recomandă să îndepărtați bateria, pentru a evita o posibilă scurgere de lichid care ar putea deteriora aparatul. Mai mult, deoarece calitatea a bateriilor variază de la model la model, garanția produsului nu acoperă daunele cauzate de o posibilă scurgere.

Când nu folosiți cântarul, nu lăsați greutatea pe platformă. A se feri de praf și umiditate; a nu se expune la lumina directă a soarelui sau la temperaturi extreme.

#### **În caz de defecțiune:**

- controlați dacă bateriile sunt introduse corect
- controlați dacă suprafața pe care este poziționat cântarul este plană și stabilă
- aveți grijă să nu urcați pe cântar înainte ca aparatul să ajungă la zero: pe display trebuie să apară mesajul 0,0 Kg.

#### **Indicator baterie descărcată**

Dacă cântarul nu se aprinde sau afișează mesajul "Lo", bateriile ar putea fi epuizate; înlocuiți bateriile.

#### **Indicator de supra-încărcare**

Dacă pe display apare mesajul "OL", cântarul este supra-încărcat (**peste 180 kg**).

#### **AVERTIZĂRI**

Acest produs este destinat numai utilizării pentru care a fost conceput, și anume, ca și cântar electronic pentru uz casnic. Orice altă utilizare este considerată necorespunzătoare și, prin urmare, periculoasă.

Ambalajele (pungi de plastic, carton, polistiren etc.) nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor, deoarece sunt surse potențiale de pericol și trebuie să fie eliminate în conformitate cu legea.

Acest cântar nu poate fi utilizat pentru a cântări obiecte sau substanțe în cadrul unor tranzacții comerciale, pentru producerea de medicamente, pentru calculul taxelor de autostradă, a unor tarife, taxe, premii, amenzi, remunerații, indemnizații sau alte taxe de acest fel, stabilite în funcție de greutate. Acest cântar poate fi utilizat pentru a ține sub control greutatea corporală proprie și nu poate fi utilizat pentru stabili diagnostice sau tratamente medicale. Valorile care par neobișnuite sau care depășesc limitele normale, trebuie să fie supuse atenției medicului dvs.

**În scopul de a evita expunerea utilizatorilor acestui dispozitiv unor riscuri, în nici un caz nu trebuie să modificați dozele de medicamente sau terapia prescrisă de medicul dvs. pe baza datelor măsurate de acest aparat.**

NB: Pentru a evita accidentările, nu puneți piciorul pe marginea platformei.



Acest articol a fost proiectat și fabricat în conformitate cu toate directivele europene aplicabile.

## ELIMINAREA

Echipamentul a fost introdus pe piață după 14 martie 2014 și trebuie să fie eliminat prin colectarea selectivă a deșeurilor.



■ Colectarea selectivă DEEE (deșeuri de echipamente electrice și electronice)

La sfârșitul vieții sale utile, aparatul, împreună cu piesele sale mobile și accesoriile, nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile urbane, ci conform directivei europene 2012/19/CE. Având în vedere că trebuie tratat separat de deșeurile menajere, aparatul trebuie să fie depus la un punct de colectare a echipamentelor electrice și electronice (EEE) sau trebuie dus la punctul de vânzare în momentul achiziționării unui aparat echivalent.

Pentru încălcarea acestor norme sunt prevăzute sancțiuni severe.

O eliminare corectă ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și asupra sănătății



Bateriile utilizate pentru acest dispozitiv, la sfârșitul vieții lor utile, trebui să fie eliminate în containere speciale.

Vă rugăm să vă informați cu privire la regulile locale de colectare selectivă a bateriilor.

O eliminare corectă a bateriilor ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și asupra sănătății

**NOTĂ:** Toate informațiile și desenele se bazează pe cele mai recente informații disponibile la momentul tipăririi manualului și pot fi supuse modificărilor.









innoliving

Innoliving Spa  
Via Merloni, 2/B  
60131 Ancona Italy  
Tel 071 2133550  
[www.innoliving.it](http://www.innoliving.it)

MADE IN CHINA



Rev.08\_08.2021

